

DENTCARE

DENTAL CO.

ACABADO Y PULIDO DE CERÁMICAS





EZA101XC

GOMA DE DIAMANTE

INDICACIÓN: Desgaste de cerámica E-Max y Zirconia

COMPOSICIÓN: Goma de diamante sinterizado

GRANULACIÓN: Gruesa

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - contra ángulo

*Contiene: 01 unidad***US\$ 20.50**

EZA124XC

GOMA DE DIAMANTE

INDICACIÓN: Desgaste de cerámica E-Max y Zirconia

COMPOSICIÓN: Goma de diamante sinterizado

GRANULACIÓN: Gruesa

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - contra ángulo

*Contiene: 01 unidad***US\$ 20.50**



EZA124M

GOMA DE DIAMANTE

INDICACIÓN: Pre pulido de cerámica E-Max y Zirconia

COMPOSICIÓN: Goma de diamante sinterizado

GRANULACIÓN: Media

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - contra ángulo

*Contiene: 01 unidad***US\$ 20.50**

EZA101M

GOMA DE DIAMANTE

INDICACIÓN: Pre pulido de cerámica E-Max y Zirconia

COMPOSICIÓN: Goma de diamante sinterizado

GRANULACIÓN: Media

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - contra ángulo

*Contiene: 01 unidad***US\$ 20.50**

EZA103F

GOMA DE DIAMANTE

INDICACIÓN: Brillo de cerámica E-Max y Zirconia

COMPOSICIÓN: Goma de diamante sinterizado

GRANULACIÓN: Fina

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - contra ángulo

*Contiene: 01 unidad***US\$ 20.50**



SCE108314C

PULIDOR DE DIAMANTE

INDICACIÓN: Desgaste liso en cerámica post cementación

COMPOSICIÓN: Goma abrasiva de diamante sintético, aglomerado en resina de silicona

GRANULACIÓN: Gruesa

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - motor eléctrico o multiplicador. No usar en alta rotación

Contiene: 01 unidad

US\$ 12.50

SCE1512C

PULIDOR DE DIAMANTE

INDICACIÓN: Desgaste liso en cerámica post cementación

COMPOSICIÓN: Goma abrasiva de diamante sintético, aglomerado en resina de silicona

GRANULACIÓN: Gruesa

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - contra ángulo

Contiene: 01 unidad

US\$ 15.50

DhproSM
Gold Quality



SCE1083M

PULIDOR DE DIAMANTE

INDICACIÓN: Pre pulido de cerámicas post cementación; acabado de preparaciones

COMPOSICIÓN: Goma abrasiva de diamante sintético, aglomerado en resina de silicona

GRANULACIÓN: Media

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - motor eléctrico o multiplicador. NO usar en alta rotación

Contiene: 01 unidad

US\$ 12.50

SCE1512M

PULIDOR DE DIAMANTE

INDICACIÓN: Pre pulido de cerámicas post cementación

COMPOSICIÓN: Goma abrasiva de diamante sintético, aglomerado en resina de silicona

GRANULACIÓN: Media

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - contra ángulo

Contiene: 01 unidad

US\$ 15.50

EZA101F

PULIDOR DE DIAMANTE

INDICACIÓN: Pre pulido en cerámicas post cementación

COMPOSICIÓN: Goma abrasiva de diamante sintético, aglomerado en resina de silicona

GRANULACIÓN: Media

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - contra ángulo

Contiene: 01 unidad

US\$ 15.50



SCE1083F

PULIDOR DE DIAMANTE

INDICACIÓN: Alto brillo glaze en cerámica post cementación

COMPOSICIÓN: Goma abrasiva de diamante sintético, aglomerado en resina de silicona

GRANULACIÓN: Fina

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - motor eléctrico o multiplicador. NO usar en alta rotación

Contiene: 01 unidad

US\$ 12.50

SCE1512F

PULIDOR DE DIAMANTE

INDICACIÓN: Alto brillo glaze en cerámica post cementación

COMPOSICIÓN: Goma abrasiva de diamante sintético, aglomerado en resina de silicona

GRANULACIÓN: Fina

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - contra ángulo

Contiene: 01 unidad

US\$ 15.50

SCE1262F

PULIDOR DE DIAMANTE

INDICACIÓN: Alto brillo glaze en cerámica post cementación

COMPOSICIÓN: Goma abrasiva de diamante sintético, aglomerado en resina de silicona

GRANULACIÓN: Fina

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - contra ángulo

Contiene: 01 unidad

US\$ 15.50



CCE101204M

PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO

INDICACIÓN: Prepulido en disilicato de litio y zirconia

COMPOSICIÓN: Carbeto de silicio aglomerado con resina

GRANULACIÓN: Media

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - Contraángulo

Contiene: 01 unidad

US\$ 5.00

CCE101204F

PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO

INDICACIÓN: Prepulido en disilicato de litio y zirconia

COMPOSICIÓN: Carbeto de silicio aglomerado con resina

GRANULACIÓN: Fina

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - Contraángulo

Contiene: 01 unidad

US\$ 5.00

CCE101204XF

PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO

INDICACIÓN: Brillo en disilicato de litio, zirconia y esmalte. Prepulido en resinas compuestas

COMPOSICIÓN: Carbeto de silicio aglomerado con resina

GRANULACIÓN: Superfina

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - Contra ángulo

Contiene: 01 unidad

US\$ 5.00



CCE124314M

PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO

INDICACIÓN: Acabado inicial de la preparación, post cementación, en cerámicas, resinas y esmalte

COMPOSICIÓN: Carbeto de silicio aglomerado con resina

GRANULACIÓN: Media

ROTACIÓN MÁXIMA: 8.000 rpm - motor eléctrico o multiplicador. NO usar en alta rotación

Contiene: 01 unidad

US\$ 5.50



CCE124314F

PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO

INDICACIÓN: Acabado intermedio de la preparación, post cementación, en cerámicas, resinas y esmalte

COMPOSICIÓN: Carbeto de silicio aglomerado con resina

GRANULACIÓN: Fina

ROTACIÓN MÁXIMA: 8.000 rpm - motor eléctrico o multiplicador. NO usar en alta rotación

Contiene: 01 unidad

US\$ 5.50



CCE124314XF

PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO

INDICACIÓN: Acabado final de la preparación, post cementación, en cerámicas, resinas y esmalte

COMPOSICIÓN: Carbeto de silicio aglomerado con resina

GRANULACIÓN: Extra fina

ROTACIÓN MÁXIMA: 8.000 rpm - motor eléctrico o multiplicador. NO usar en alta rotación

Contiene: 01 unidad

US\$ 5.50

Dnpro
Gold Quality



CCE116314M

PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO

INDICACIÓN: Acabado inicial en cerámicas, resinas, esmalte y margen cervical post cementación

COMPOSICIÓN: Carbeto de silicio

GRANULACIÓN: Media

ROTACIÓN MÁXIMA: 8.000 rpm - motor eléctrico o multiplicador. NO usar en alta rotación

Contiene: 01 unidad

US\$ 6.00



CCE116314F

PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO

INDICACIÓN: Pre pulido en cerámicas, resinas, esmalte y margen cervical post cementación

COMPOSICIÓN: Carbeto de silicio

GRANULACIÓN: Fina

ROTACIÓN MÁXIMA: 8.000 rpm - motor eléctrico o multiplicador. NO usar en alta rotación

Contiene: 01 unidad

US\$ 6.00



CCE116314XF

PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO

INDICACIÓN: Pulido final en cerámicas, esmalte y margen cervical post cementación; pulido y texturas en resinas

COMPOSICIÓN: Carbeto de silicio

GRANULACIÓN: Extra fina

ROTACIÓN MÁXIMA: 8.000 rpm - motor eléctrico o multiplicador. NO usar en alta rotación

Contiene: 01 unidad

US\$ 6.00



KIT CERAM 6.2

KIT DE ACABADO Y PULIDO PARA DISILICATO Y ZIRCONIA

ROTACIÓN MÁXIMA: 12.000 rpm - pieza de mano recta

US\$ 60.00



RK10



LK10

PULIDOR DE ÓXIDO DE ALUMINIO

Desgaste grueso y regularización de superficie



DCERK00



DCELK00



CCEPPK10

PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO

Desgaste inicial y eliminación de rasguños



CCERK20



CCELK20



CCEPPK20

PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO

Pre pulido



CCERK30



CCELK30



CCEPPK30

PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO

Brillo glaze



G2142F



G2342F



SCE1512XF

PIEDRA GREEN


Desgaste y anatomización

PIEDRA GREEN

Desgaste y anatomización

PULIDOR DE DIAMANTE

Glaze o alto brillo



KIT CERAM 6

KIT DE ACABADO Y PULIDO PARA CERÁMICA FELDESPÁTICA

ROTACIÓN MÁXIMA: 12.000 rpm - pieza de mano recta

US\$ 45.00



RK10



LK10

ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMINIO

Desgaste super grueso y regularización de superficie



RU10



LU10



PU10

ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMINIO

Desgaste grueso, eliminación de rayones y acabado



RU20



LU20



PU20

ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMINIO

Desgaste medio, proporciona pre pulido para recibir el glaze



RK30



LK30



POU30

ABRASIVO DE CARBETO DE SILICIO

Brillo glaze



HC3D

PULIDOR DE DIAMANTE

Brillo glaze sin horno