

DENTCARE

DENTAL CO.



## ¿CÓMO HACER TU COMPRA?

1. Selecciona el producto que deseas.
2. Realiza una captura.
3. Envíanos la captura.
4. Realiza el pago.
5. El envío se realiza a nivel nacional.

# INFORMACIÓN



0981 171 018  
0981 904 708



Banco Familiar  
Cuenta N° 57-84314  
Jorge Gómez  
CI: 2.531.745




[dentcare.py](https://www.instagram.com/dentcare.py)



# ACABADO Y PULIDO DE RESINAS COMPUESTAS





**KIT ABG**

**KIT DE ACABADO Y PULIDO DE RESINAS COMPUESTAS**

**US\$ 85.00**



33RAS

**MANDRIL POP ON**  
Porta discos



JC - SICRA -G

**CEPILLO DE CARBETO DE SILICIO**  
Brillo



I22U2K

**ABRASIVO DE CARBETO DE SILICIO**  
Acabado inicial



I22U3K

**ABRASIVO DE CARBETO DE SILICIO**  
Pre pulido



I22U1L

**ABRASIVO DE CARBETO DE SILICIO**  
Pulido



SR204EF

**ESPIRAL DE DIAMANTE**

Pre pulido o brillo inicial de superficies lisas y surcos



SR204UF

**ESPIRAL DE DIAMANTE**

Alto brillo inicial en superficies lisas y surcos



EPA12CA

**FIELTRO DE ALGODÓN**

Pulido final



PSRA001

**TAZA DE PROFILAXIS**

Pulido cervical y sublingual con pasta



TCP543204XF

**ESPIRAL DE DIAMANTE**

Alto brillo en región interproximal, previniendo oscurecimiento



EPC12CA

**CEPILLO PELO DE CABRA**

Pulido final



48L - 12FG

**PUNTA MULTILAMINADA**

Acabado en la región cervical y anatomía primaria y secundaria



3195F

**FRESA DIAMANTADA**

Acabado



3168F

**FRESA DIAMANTADA**

Acabado

**Dhpro**<sup>®</sup>  
Gold Quality



KMU10CA

**PULIDOR ÓXIDO DE ALUMINIO**

Acabado inicial y desgaste



BUN122204MG

**ABRASIVO DE CARBETO DE SILICIO**

Pre pulido en resinas



BUN122204FRO

**ABRASIVO DE CARBETO DE SILICIO**

Brillo



SR204MF

**ESPIRAL DE DIAMANTE**

Remoción de rayones en dientes anteriores



SR204EF

**ESPIRAL DE DIAMANTE**

Pre pulido en dientes anteriores



SR204UF

**ESPIRAL DE DIAMANTE**

Alto brillo en dientes anteriores

**KIT DENTCARE**

**KIT DE ACABADO Y PULIDO DE RESINAS COMPUESTAS**

**US\$ 70.00**



48L

**PUNTA MULTILAMINADA**

Anatomía secundaria, textura y surcos



JC - SICRA -G

**CEPILLO DE CARBETO DE SILICIO**

Pulido dev surcos y texturas



EPC12CA

**CEPILLO PELO DE CABRA**

Alto brillo



48L - 12FG

**PUNTA MULTILAMINADA**

INDICACIÓN: Acabado en la región cervical y anatomía primaria y secundaria. Remoción de resina residual de ortodoncia.

ROTACIÓN MÁXIMA: 8.000 rpm - Alta rotación

Contiene: 01 unidad

**US\$ 10.00**

3195F

**FRESA DIAMANTADA**

INDICACIÓN: Acabado

GRANULACIÓN: Fina

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - Alta rotación

Contiene: 01 unidad

**US\$ 5.00**

3168F

**FRESA DIAMANTADA**

INDICACIÓN: Acabado

GRANULACIÓN: Fina

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - Alta rotación

Contiene: 01 unidad

**US\$ 5.00**

**Dhpro**<sup>®</sup>  
Gold Quality



KMU10CA

**PULIDOR ÓXIDO DE ALUMINIO**

INDICACIÓN: Remoción de resina residual sobre el esmalte o desgaste de resinas

COMPOSICIÓN: Silicona con óxido de aluminio aglomerado

GRANULACIÓN: Gruesa

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - contra ángulo

Contiene: 01 unidad

**US\$ 6.00**

BUN122204MG

**PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO**

INDICACIÓN: Pre pulido de resinas

COMPOSICIÓN: Carbeto de silicio aglomerado con resina

GRANULACIÓN: Media

ROTACIÓN MÁXIMA: 8.000 rpm - Contra ángulo

Contiene: 01 unidad

**US\$ 6.00**

BUN122204FRO19

**PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO**

INDICACIÓN: Alto brillo en resinas

COMPOSICIÓN: Carbeto de silicio aglomerado con resina

GRANULACIÓN: Ultra fina

ROTACIÓN MÁXIMA: 8.000 rpm - Contra ángulo

Contiene: 01 unidad

**US\$ 6.00**



BUN101204MG

### PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO

INDICACIÓN: Pre pulido en resinas, remoción de rayones en cerámica

COMPOSICIÓN: Carbeto de silicio aglomerado

GRANULACIÓN: Media

ROTACIÓN MÁXIMA: 8.000 rpm - Contra ángulo

Contiene: 01 unidad

**US\$ 6.00**



BUN101204FRO19

### PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO

INDICACIÓN: Alto brillo en resina

COMPOSICIÓN: Carbeto de silicio aglomerado

GRANULACIÓN: Ultra fina

ROTACIÓN MÁXIMA: 8.000 rpm - contra ángulo

Contiene: 01 unidad

**US\$ 6.00**



I22U1L

### PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO

INDICACIÓN: Alto brillo en resinas

COMPOSICIÓN: Carbeto de silicio aglomerado

GRANULACIÓN: Ultrafina

ROTACIÓN MÁXIMA: 9.000 rpm - Contra ángulo

Contiene: 01 unidad

**US\$ 6.00**



F22U2K

### PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO

INDICACIÓN: Pre pulido en resinas compuestas

COMPOSICIÓN: Carbeto de silicio aglomerado con resina de silicona

GRANULACIÓN: Media

ROTACIÓN MÁXIMA: 8.000 rpm - Contra ángulo

Contiene: 01 unidad

**US\$ 6.00**



F22U3K

### PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO

INDICACIÓN: Brillo en cerámicas y esmalte, pre pulido en resinas compuestas

COMPOSICIÓN: Carbeto de silicio aglomerado con resina de silicona

GRANULACIÓN: Fina

ROTACIÓN MÁXIMA: 8.000 rpm - Contra ángulo

Contiene: 01 unidad

**US\$ 6.00**



F22U1L

### PULIDOR DE CARBETO DE SILICIO

INDICACIÓN: Alto brillo en resinas compuestas

COMPOSICIÓN: Carbeto de silicio aglomerado con resina de silicona

GRANULACIÓN: Ultrafina

ROTACIÓN MÁXIMA: 8.000 rpm - Contra ángulo

Contiene: 01 unidad

**US\$ 6.00**



SR204MF

### ESPIRAL ABRASIVO DE GOMA DE DIAMANTE

INDICACIÓN: Remoción de rayas en superficie lisa de resinas compuestas, esmalte y cerámicas.

COMPOSICIÓN: Espiral de aglomerado de diamante en resina de silicona

GRANULACIÓN: Media

ROTACIÓN MÁXIMA: 8.000 rpm - Contraángulo

Contiene: 01 unidad

**US\$ 17.00**



SR204EF

### ESPIRAL ABRASIVO DE GOMA DE DIAMANTE

INDICACIÓN: Pre pulido en superficies lisas de resinas compuestas, esmalte y cerámicas

COMPOSICIÓN: Espiral de aglomerado de diamante en resina de silicona

GRANULACIÓN: Fina

ROTACIÓN MÁXIMA: 8.000 rpm - Contraángulo

Contiene: 01 unidad

**US\$ 17.00**



SR204UF

### ESPIRAL ABRASIVO DE GOMA DE DIAMANTE

INDICACIÓN: Alto brillo inicial en superficies lisas de resinas compuestas, esmalte y cerámicas.

COMPOSICIÓN: Espiral de aglomerado de diamante en resina de silicona

GRANULACIÓN: Superfina

ROTACIÓN MÁXIMA: 8.000 rpm - Contraángulo

Contiene: 01 unidad

**US\$ 17.00**

**Dhpro**<sup>®</sup>  
Gold Quality



TCP543204XF

### PULIDOR DE DIAMANTE

INDICACIÓN: Espiral para región interproximal o troneras de resinas compuestas

COMPOSICIÓN: pulidor de diamante aglomerado en resina

GRANULACIÓN: Fina

ROTACIÓN MÁXIMA: 8.000 rpm - Contraángulo

Contiene: 01 unidad

**US\$ 17.50**



JC - SICRA - G

### CEPILLO DE CARBETO DE SILICIO

INDICACIÓN: Brillo en resinas compuestas anteriores y posteriores

COMPOSICIÓN: poliamida impregnada con carbeto de silicio

GRANULACIÓN: Ultrafina

ROTACIÓN MÁXIMA: 3.000 rpm - Contraángulo

Contiene: 01 unidad

**US\$ 10.00**



EPC12CA

### CEPILLO DE PELO DE CABRA

INDICACIÓN: Pulido final y alto brillo en resinas compuestas

COMPOSICIÓN: Cepillo de pelo natural de cabra

GRANULACIÓN: Suave

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm - Contraángulo

Contiene: 01 unidad

**US\$ 3.50**



EPA12CA

**FIELTRO DE ALGODÓN**

INDICACIÓN: Pulido final y alto brillo de resinas compuestas

COMPOSICIÓN: Fieltro de algodón

GRANULACIÓN: Suave

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm -  
Contraángulo

Contiene: 01 unidad

**US\$ 3.00**

EPM14CA


**CEPILLO DE CRIN DE CABALLO**

INDICACIÓN: Brillo final en resinas compuestas, surcos y texturas

COMPOSICIÓN: Crin de caballo

ROTACIÓN MÁXIMA: 10.000 rpm -  
Contraángulo

Contiene: 01 unidad

**US\$ 3.50**

TMS580

**SIERRA MANUAL**

INDICACIÓN: Sierra manual interproximal

DIMENSIÓN: 80 x 5 mm

Contiene: 01 unidad

**US\$ 5.00**

**Dhpro**<sup>®</sup>  
Gold Quality



TID220

**TIRA DE LIJA**


INDICACIÓN: Acabado interproximal con remoción de rugosidades o pre pulido en resinas y cerámicas

COMPOSICIÓN: Nano diamante impregnado con respaldo plástico de poliéster

GRANULACIÓN: Gruesa

DIMENSIÓN: 120 x 2 mm

Contiene: 05 unidades

**US\$ 5.00**

TID430

**TIRA DE LIJA**

INDICACIÓN: Acabado interproximal con remoción de rugosidades o pre pulido en resinas y cerámicas

COMPOSICIÓN: Nano diamante impregnado con respaldo plástico de poliéster

GRANULACIÓN: Fina

DIMENSIÓN: 120 x 4 mm

Contiene: 05 unidades

**US\$ 6.00**

TID420

**TIRA DE LIJA**

INDICACIÓN: Acabado interproximal con remoción de rugosidades o pre pulido en resinas y cerámicas

COMPOSICIÓN: Nano diamante impregnado con respaldo plástico de poliéster

GRANULACIÓN: Fina

DIMENSIÓN: 120 x 4 mm

Contiene: 05 unidades

**US\$ 6.00**